



透析设备的体外压力测试数据采集



1000 40



§
_nnjga_rgm l] JP8450]]XCH]C1]251220



GB9706.216-2021

2-16

WW0053-2008



WW0053-2008

4.5

1.5

10 k g l

4.6



JP8450

S8553

5a f

1 k q

U8553

LR8450

VOUTPUT

JP8450

5/12/24T)

-

Rated Output

1 5μT/T/ k k He


6TDC

1-10T

300 k k He

JP8450

k k He



1 灵敏度是压力传感器的输出信号系数,单位为mV/V,压力传感器的满量程输出=工作电压*灵敏度。例:工作电压6VDC,灵敏度5μV/V/mmHg,满量程输出即为6V*5μV/V=30μV/mmHg,如压力传感器满量程为300mmHg,满压力时输出即为30μV,一半压力即为15μV



GB9706

GB 9706.1-2020


GB 9706.202-2021

JCP





*更多有关方案可与我们联系或至日置官网进一步咨询

HIM II



通过曲线确认氧浓度发生变化的时间和程度



nnjga_rgm1]JP8450] XCH]C1]251220